

MODÈLE	MIO-PERISTIM
---------------	---------------------

CONTENU DU KIT

- Électrothérapie TENS/NEMS/FES avec un affichage graphique
- 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).
- électrodes adhésives pregelées
- batterie interne Ni-MH rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge).
- chargeur
- clip de ceinture
- manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- sac de transport



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Électrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes ;
- Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée;
- 9 programmes INCONTINENCE (urinaire et fécale)
- 14 programmes TENS
- 13 mémoires libres TENS - NEMS
- Clavier digital avec des commandes simples et intuitives;
- Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran;
- fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible);
- écran rétroéclairé ;
- Intensité maximale de 200 mApp;
- dispositif médical certifié CE0476.

MIO-PERISTIM est un dispositif spécialement étudié pour l'utilisation quotidienne dans le traitement et les soins de l'incontinence urinaire et fécale.

MIO-PERISTIM a 9 programmes spécifiques pour le traitement de l'incontinence, 14 programmes TENS pour la thérapie de la douleur et 13 mémoires libres de TENS (thérapie antalgique) et NEMS (neurostimulation musculaire).

14 Programmes TENS	9 Programmes INCONTINENCE	13 mémoires libres
TENS Conventionnel (rapide)	Incontinence urinaire due au stress + fécale 1	TENS mem 1
TENS endorphinique (retardé)	Incontinence urinaire due au stress 2	TENS mem 2
Tens puissant	Incontinence urinaire due au stress 3	TENS mem 3
Anti inflammatoire	Incontinence urinaire par urgence + fécale 1	TENS mem 4
Cervicalgie/ Céphale et myotensive	Incontinence urinaire par Urgence 2	TENS mem5
Lombalgie/sciatalgie	Incontinence urinaire par Urgence 3	NEMS mem1
Distorsions/contusions	Incontinence urinaire mixte + fécale 1	NEMS mem2
Vascularisation	Incontinence urinaire Mixte 2	NEMS mem3
Décontractant	Incontinence urinaire Mixte 3	NEMS mem4
Douleurs main poignet		NEMS mem5
Stimulation plantaire		NEMS alternée dans les deux sorties
Epicondylite		NEMS alternée dans les deux sorties
Épitrôchléite		Test battery

Périarthrite		
Dimensions: 114 X 68 X 26 mm		