

<b>MODÈLE</b>	<b>T-ONE</b>		
<b>VERSION</b>	<b>COACH</b>		
<b>CONTENU</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs</li> <li>• 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)</li> <li>• Électrodes adhésives pregelées carrés</li> <li>• Électrodes adhésives pregelées rectangulaires</li> <li>• Électrodes adhésives pregelées rondes</li> <li>• Batterie Ni-MH rechargeable</li> <li>• Chargeur de batterie</li> <li>• Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes</li> </ul>			
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes;</li> <li>• Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau ; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes) ;</li> <li>• Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique;</li> <li>• Fonctions 2+2 (deux programmes différentes);</li> <li>• Affichage graphique en couleurs rétroéclairé;</li> <li>• Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode;</li> <li>• Clavier avec des commandes simples et intuitives;</li> <li>• Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran;</li> <li>• Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt;</li> <li>• Traitements personnalisés avec sélection homme/femme;</li> <li>• Intensité maximale de 240 mA. Montée des intensités par pas de 0,5 mA;</li> <li>• Dispositif médical certifié CE0476.</li> </ul>			
<b>16 Programmes TENS</b>	<b>14 Programmes NEMS</b>	<b>18 Programmes BEAUTY</b>	<b>2+2 USERS</b>
TENS rapide	Échauffement	Raffermissment	TENS rapide
TENS Endorphinique	Résistance	Tonification	TENS Endorphinique
TENS valeurs maximales	Force résistante	Définition	Raffermissment
Anti-inflammatoire	Force de base	Modelage	Tonification
Douleur cervicale	Force rapide	Microlifting	Définition
Mal de dos/Sciaticque	Force explosive	Lipolyse abdomen	Modelage
Entorses / Contusions	Capillarisation profonde	Lipolyse cuisses	Microlifting
Vascularization	Récupération musculaire	Lipolyse fessiers et hanches	Relaxation musculaire
Relaxation musculaire	Agoniste / Antagoniste	Lipolyse bras	Massage
Douleurs main/poignet	Contractions toniques séquentielles	Élasticité des tissus	Capillarisation profonde
Stimulation plantaire	Contractions phasiques séquentielles	Capillarisation	
Épicondylite	Relaxation musculaire	Jambes lourdes	
Épicondyle médial	Massage profond	Microlifting visage avec une pièce à main	
Périarthrite	EMS	Microlifting seins avec une pièce à main	
Tens Burst		Microlifting décolleté avec une pièce à main	
Micro-courant		Rides visage avec une pièce à main	
		Rides front avec une pièce à main	
		Collagène	
<b>Dimensions de l'appareil: 150 x 90 x 35 mm</b>			

